

INSTI®

Test de détection
des anticorps
anti-VIH 1/2
Syphilis
Multiplex



Présentation du double test au point
de service le plus rapide au monde

- + Vitesse supérieure
- + Plus grande flexibilité du flux de travail
- + 1 échantillon, 1 minute, 2 résultats



60 secondes, c'est assez rapide ?

INSTI® Test de détection des anticorps anti-VIH 1/2 Syphilis Multiplex

Conception unique en son genre à "écoulement continu"

Contrôle de la procédure de capture des IgG

Aucune minuterie n'est requise


Mesure les anticorps contre *T. pallidum*, en plus des anticorps anti-VIH

Connaître votre résultat peut être aussi simple que 1, 2, 3....

Échantillonner et verser



Lisez les résultats immédiatement !



Informations du produit

Type d'information	Détails du produit
Méthode	En continu
Délai d'obtention des résultats	En seulement 60 secondes
Conditions de conservation	15–30 °C (59–86 °F)
Durée de conservation	12 mois
Type d'échantillon	Prélèvement au doigt, sang veineux total, plasma ou sérum

Exactitude¹

	Sensibilité	Spécificité
VIH-1/VIH-2	100%	99.5%
Syphilis ²	99.5%	99.9%



Confiance. La technologie de contrôle intégrée confirme l'addition correcte de l'échantillon, la procédure de test et la bonne performance du test.

Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez contacter :

+1 604 204 6784

info@biolytical.com

Références

¹INSTI Multiplex VIH-1/2 Syphilis Ab Insertion de paquet de test (CE), 51-1143 (K).

²Dans les cas de syphilis active lorsque RPR>1:4