

Dépister le VIH en moins de 5 minutes maintenant
c'est réalisable!

RAPIDE

- Résultat en 60 secondes grâce à la technologie de l'ELISA rapide sur membrane

PRATIQUE

- Seulement 50 µl de sang total (capillaire ou Veineux EDTA), de sérum ou de plasma

SIMPLE

- Flacons unitaires pour chaque test
- Pas de minuteur
- Pas de compte-goutte
- Stockage à température ambiante
- Interprétation très simple (points)

COMPLET

- Accessoires inclus (lancettes, pipettes, tampon alcool)

FIABLE

- Excellentes sensibilité : 99,6 % et spécificité : 99,3 %
- Contrôle IgG au sein de chaque test

